



easy-graft™ Resorberar fullständigt på 6-18 månader och ersätts av autologt ben

easy-graft™ Är den enda benersättningen som blir hård på 1 minut in situ och inte behöver några dyra och krångliga membran. Eftersom benersättningen håller ihop så läcker den inte ut i sårkanterna vilket konkurrent materialen gör.

easy-graft™ Är en ren betatricalciumfosfat som framställts syntetiskt i granulform. Granulerna är 60% porösa och täckta av en mjölksyraförening som blir kladdig och får granulerna att kladda samman till en puttyliknande konsistens när de blandas med biolinker vätskan som också är en mjölksyraförening.

Mjölksyraföreningen resorberar på en månad och formar mjukvävnaden runt sig, någon inträngning av mjukvävnaden i benersättningen sker inte varför inga membraner behövs,

easy-graft™ Injiceras direkt i bedefekten med sprutan utan att behöva blandas med blod.

Inga granuler förloras, eftersom de hålls samman av mjölksyra föreningen och inte suggs upp eller förloras i blod och saliv.

easy-graft™ Är mycket kostnadseffektivt eftersom kostnaden för easy-graft är 30% lägre än största konkurrenten, hanteringen är enklare och därför snabbare och att inga dyra membraner behövs.

easy-graft™ Är antibakteriellt under 14 dagar och kan således lämnas öppet i tex. en alveol som måste fyllas för att förhindra att benet faller in. Gingivan sluter sig sedan själv utan infektionsrisk. Inget annat material klarar detta.